



Rękawice nitrylowe nitrylex[®] collagen - bezpudrowe

MERCATORMEDICAL

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. **Rękawice posiadają wewnętrzną warstwę kosmetyczną (kolagen i alantoina), rekomendowane są dla użytkowników z suchymi, szorstkimi i wrażliwymi na podrażnienia dłońmi.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	P-4231	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] collagen - jednorazowe - bezpudrowe	XS	100 szt.
	P-4232	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] collagen - jednorazowe - bezpudrowe	S	100 szt.
	P-4233	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] collagen - jednorazowe - bezpudrowe	M	100 szt.
	P-4234	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] collagen - jednorazowe - bezpudrowe	L	100 szt.
	P-4235	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] collagen - jednorazowe - bezpudrowe	XL	100 szt.

Opis

Rękawice jednorazowe bezpudrowe, nitrylowe. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. **Rękawice posiadają wewnętrzną warstwę kosmetyczną (kolagen i alantoina), rekomendowane są dla użytkowników z suchymi, szorstkimi i wrażliwymi na podrażnienia dłońmi.** Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne), jak również zgodnie z normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie, przekłucie).

Rękawice nitrylex[®] collagen posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 125 x 230 x 55 mm.

Kolor: różowe.