



Rękawice nitrylowe nitrylex[®] black - bezpudrowe

MERCATORMEDICAL

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się zwiększoną wrażliwością dotykową. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4261	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] black - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	czarne	100 szt.
	P-4262	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] black - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	czarne	100 szt.
	P-4263	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] black - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	czarne	100 szt.
	P-4264	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] black - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	czarne	100 szt.
	P-4265	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] black - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	czarne	100 szt.

Opis

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się zwiększoną wrażliwością dotykową. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Rękawice nitrylex[®] black posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** – klasa I – wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** – kategoria III – środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 125 x 230 x 55 mm.

Kolor: czarne.