



Rękawice nitrylowe nitrylex[®] sterile - bezpudrowe - sterylne

MERCATOR MEDICAL

Sterylnie, bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Stopień czystości	Szt./Op.
	P-4272	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	sterylnie	50 par
	P-4273	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	sterylnie	50 par
	P-4274	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	sterylnie	50 par
	P-4275	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] sterile - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	sterylnie	50 par

Opis

Sterylnie, bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń. Każda para pakowana indywidualnie.

Rękawice nitrylex[®] sterile posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** – klasa I – wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** – kategoria III – środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 180 x 240 x 130 mm.

Kolor: niebieskie.