

Końcówki - poj. 20 µl



Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750005	Końcówki	20 µl	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750006	Końcówki	20 µl, 180 płytek nośnych	18 x 5 pudełek = 17.280 szt.
	A-750008	Końcówki	20 µl, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750009	Końcówki	20 µl, 180 płytek nośnych, sterylne	18 x 5 pudełek = 17.280 szt.

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.