

Końcówki - poj. 100 µl

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750045	Końcówki	100 µl	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-750048	Końcówki	100 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.