

Końcówki z filtrem - poj. 10 µl



Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Biomek 1000/2000 oraz Packard MultiPROBE I, II, II XT.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750468	Końcówki z filtrem	10 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki z filtrem przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Biomek 1000/2000 oraz Packard MultiPROBE I, II, II XT.