



Końcówki - poj. 20 µl, 50 µl, 200 µl

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 Biomek FX oraz NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751005	Końcówki	20 µl	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751008	Końcówki	20 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751015	Końcówki	50 µl	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751018	Końcówki	50 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751025	Końcówki	200 µl	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-751028	Końcówki	200 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

Biomek FX oraz NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON.

*** maksymalna pojemność: 250 µl**