



## Cylindry pomiarowe z PP - klasa B

Wyjątkowo odporne na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne cylindry miarowe z polipropylenu. Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą do odczytania nadrukowaną skalą. Podstawę cylindra można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i czyszczenie. Nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C). Klasa B, zgodnie z normą DIN 12680.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                      | Pojemność | Podziałka | Wys. / śr.wew. |
|-----------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
|           | B-4047  | Cylinder miarowy z PP, stopka niebieska    | 10 ml     | 0,1 ml    | 140 / 11 mm    |
|           | B-4048  | Cylinder miarowy z PP, stopka czerwona     | 50 ml     | 1 ml      | 190 / 23 mm    |
|           | B-4049  | Cylinder miarowy z PP, stopka pomarańczowa | 100 ml    | 1 ml      | 245 / 27 mm    |
|           | B-4050  | Cylinder miarowy z PP, stopka żółta        | 250 ml    | 2 ml      | 310 / 36 mm    |
|           | B-4051  | Cylinder miarowy z PP, stopka niebieska    | 500 ml    | 5 ml      | 350 / 48 mm    |
|           | B-4052  | Cylinder miarowy z PP, stopka fioletowa    | 1000 ml   | 10 ml     | 420 / 60 mm    |
|           | B-4053  | Zestaw sześciu cylindrów miarowych z PP    | -         | -         | -              |

### Opis

Wyjątkowo odporne na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne cylindry miarowe z polipropylenu. Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą do odczytania nadrukowaną skalą. Podstawę cylindra można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i czyszczenie. Nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 121°C). Klasa B, zgodnie z normą DIN 12680. Produkt niemiecki.

Dostępny również zestaw sześciu cylindrów miarowych – po jednym z każdej pojemności (10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) – nr art. B-4053.

Kolory stopiek mogą się różnić od opisów zamieszczonych w tabeli.