

## Końcówki kondukcyjne z filtrem - poj. 50 µl



**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                          | Pojemność                    | Pakowane                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | A-750618 | Końcówki kondukcyjne z filtrem | 50 µl, kondukcyjne, sterylne | 5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.) |
|  | A-750619 | Końcówki kondukcyjne z filtrem | 50 µl, kondukcyjne, sterylne | 180 płytek nośnych = 17.280 szt.                                |

### Opis

**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.