

## Końcówki z filtrem - poj. 150 µl



**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa              | Pojemność        | Pakowane                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|  | A-751458 | Końcówki z filtrem | 150 µl, sterylne | w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.) |

### Opis

**Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**

BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.