



Precyzyjne końcówki do pipet, w statywie



Precyzyjne końcówki do pipet najwyższej jakości, zgodne z DIN 12650. Dostarczane w statywach (10 x 96 szt.). Posiadają zwężone zakończenie. Uniwersalny kształt pasuje do wszystkich powszechnie znanych typów pipet, jak: neoPette, Eppendorf Reference i Research, Socorex, Gilson, Brand, Labsystem, Biohit i Rainin EDR 2. Z certyfikatem zgodności.

Materiał: bezbarwny polipropylen, autoklawowalny w temp. 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Rodzaj pak.	Ilość	Szt./Op.
	7-1905	Precyzyjne końcówki do pipet, w statywie	0,5-10 µl	statywy	10 x 96	960 szt.
	7-1906	Precyzyjne końcówki do pipet, w statywie	0,1-10 µl	statywy	10 x 96	960 szt.
	7-1907	Precyzyjne końcówki do pipet, w statywie	1-200 µl	statywy	10 x 96	960 szt.
	7-1908	Precyzyjne końcówki do pipet, w statywie	200-1000 µl	statywy	10 x 96	960 szt.

Opis

Precyzyjne końcówki do pipet najwyższej jakości, zgodne z DIN 12650. Dostarczane w statywie (10 x 96 szt.). Posiadają zwężone zakończenie. Uniwersalny kształt pasuje do wszystkich powszechnie znanych typów pipet, jak: neoPette, Eppendorf Reference i Research, Socorex, Gilson, Brand, Labsystem, Biohit i Rainin EDR 2. Z certyfikatem zgodności.

Materiał: bezbarwny polipropylen, autoklawowalny w temp. 121°C.

Kompatybilność końcówek z pipetami:

- **7-1905** neoPette, Eppendorf, Socorex, Labsystems, Brand, Biohit,
- **7-1906** neoPette, Gilson, Socorex, Labsystems, Biohit,
- **7-1907** neoPette, Eppendorf, Gilson, Socorex, Labsystems, Brand, Biohit,
- **7-1908** neoPette, Eppendorf, Brand, Labsystems, Biohit, Socorex.