

Końcówki do pipet automatycznych - Cristal - 10 µl



Końcówki typu Cristal. Bezbarwne. Kompatybilne z pipetami Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Jencons®, Biohit® (dawne modele), Elkay®, HTL® oraz Finnpiquette®.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-2423	Końcówki typu Cristal	0,1-10 µl	1000 szt.

Opis

Końcówki typu Cristal. Bezbarwne. Kompatybilne z pipetami Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Jencons®, Biohit® (dawne modele), Elkay®, HTL® oraz Finnpiquette®.