



Końcówki do pipet uniwersalne - w dwustronnym pudełku

Uniwersalne końcówki do pipet, pasujące do powszechnie stosowanych modeli, takich jak: Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex. W dwustronnym pudełku (napętnionym końcówkami zarówno od góry, jak i od dołu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane	Szt./Op.
	L-1099	Końcówki uniwersalne do pipet - w dwustronnym pudełku	1-200 μ l	żółty	2 x 192 szt.	384 szt.
	L-1100	Końcówki uniwersalne do pipet - w dwustronnym pudełku	200-1000 μ l	niebieski	2 x 100 szt.	200 szt.

Opis

Uniwersalne końcówki do pipet, pasujące do powszechnie stosowanych modeli, takich jak: Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex. W dwustronnym pudełku (napętnionym końcówkami zarówno od góry, jak i od dołu).

Końcówki L-1099 o przekroczonym terminie ważności.