

**Końcówki z PP do pipet - typ Gilson - 200 µl -
Ratiolab**



ratiolab[®]

Końcówki do pipet typu Gilson. Wykonane z polipropylenu. Dostarczane w worku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	1-6174	Końcówki do pipet - typ Gilson	1-200 µl	żółty	1000 szt.

Opis

Końcówki do pipet Ratiolab przeznaczone do pipet Gilson. Dostarczane w worku. Wykonane z polipropylenu w kolorze żółtym. Zakres pojemności od 1 do 200 µl.