



Końcówki z PP do pipet - 1000 µl



Do pipet Eppendorf, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku. Posiadają znacznik pierścieniowy przy ok. 250, 500, 1000 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	1-6175	Końcówki do pipet (PP)	101-1000 µl	bezbabarne	1000 szt.

Opis

Do pipet Eppendorf, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku. Posiadają znacznik pierścieniowy przy ok. 250, 500, 1000 µl.