

Końcówki do pipet MultiGuard[®]



Końcówki do pipet, ze specjalną membraną hydrofobową, minimalizującą ryzyko kontaminacji. Z całkowicie neutralnego materiału. Wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Autoklawowalne. Z filtrem aerozolowym, bezbarwne. Skalowane.

Pasują do pipet Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Finnpiptette[®], Oxford, Socorex.

Końcówki MultiGuard[®] **17370 po terminie sterylności.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-1344	Końcówki do pipet MultiGuard [®]	0,1-10 µl	10 x 96 szt.
	17370	Końcówki do pipet MultiGuard [®]	1-200 µl	10 x 96 szt.
	14200	Końcówki do pipet MultiGuard [®]	100-1000 µl	10 x 100 szt.

Opis

Sterylnie końcówki do pipet, ze specjalną membraną hydrofobową, minimalizującą ryzyko kontaminacji. Z całkowicie neutralnego materiału. Wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Autoklawowalne. Z filtrem aerozolowym, bezbarwne. Skalowane.

Pasują do pipet Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Finnpiptette[®], Oxford, Socorex.

Końcówki MultiGuard[®] 17370 są po terminie sterylności.