




Mikrokroplomierz

Kroplomierz służący do pracy z wyjątkowo małymi objętościami. Buteleczka wykonana z bezbarwnego szkła, zaś zakraplacz – z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0104	Mikrokroplomierz - 2 ml

Opis

Kroplomierz służący do pracy z wyjątkowo małymi objętościami. Buteleczka wykonana z bezbarwnego szkła, zaś zakraplacz – z tworzywa sztucznego.

Pojemność: 2 ml.

Średnica: 12 mm.

Wysokość po zmontowaniu: 53 mm.