



Butelki z kroplomierzem - brązowe

Umożliwia bezproblemowe i sprawne pobranie niewielkich ilości płynu za pomocą kroplomierza, a następnie dokładne dozowanie. Zakrętka zamyka się szczelnie. Butelka wykonana jest z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność
	1-7239	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	5 ml
	1-7240	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	10 ml
	1-7241	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	20 ml
	1-7242	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	30 ml
	1-7243	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	50 ml
	1-7244	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	100 ml

Opis

Umożliwia bezproblemowe i sprawne pobranie niewielkich ilości płynu za pomocą kroplomierza, a następnie dokładne dozowanie. Zakrętka zamyka się szczelnie. Butelka wykonana jest z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło.

Gwint: 18 mm.

Śr. wew. gwintu: ok. 10 mm.