



Kroplomierze szklane

Kroplomierze wykonane ze szkła sodowo-wapniowego bezbarwnego lub oranżowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	S-1351	Kroplomierz bezbarwny	30 ml
	S-1352	Kroplomierz bezbarwny	60 ml
	S-1353	Kroplomierz bezbarwny	125 ml
	S-1354	Kroplomierz oranżowy	30 ml
	S-1355	Kroplomierz oranżowy	60 ml
	S-1356	Kroplomierz oranżowy	125 ml

Opis

Kroplomierze wykonane ze szkła sodowo-wapniowego bezbarwnego lub oranżowego.