



Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne



Jednorazowe kolby Erlenmeyera, wykonane z PETG o wysokiej przezroczystości. Z zakrętkami z HDPE. Nadają się do hodowli wytrząsanych i w zawieszynie, jak również do przygotowywania pożywek i przechowywania. Posiadają wytłaczaną podziałkę. Pakowane indywidualnie, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne dla komórek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-4021	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra	125 ml	24 szt.
	B-4022	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra	250 ml	12 szt.
	B-4023	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra	500 ml	12 szt.
	B-4024	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra	1000 ml	6 szt.
	B-4025	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra	2000 ml	4 szt.
	B-4026	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem	125 ml	24 szt.
	B-4027	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem	250 ml	12 szt.
	B-4028	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem	500 ml	12 szt.
	B-4029	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem	1000 ml	6 szt.
	B-4030	Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem	2000 ml	4 szt.

Opis

Jednorazowe kolby Erlenmeyera, wykonane z PETG o wysokiej przezroczystości. Z zakrętkami z HDPE. Nadają się do hodowli wytrząsanych i w zawieszynie, jak również do przygotowywania pożywek i przechowywania. Posiadają wytłaczaną podziałkę. Pakowane indywidualnie, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne dla komórek. Do wyboru dwie wersje: z zakrętką bez filtra wentylacyjnego (aby napowietrzyć zawartość kolby, można odkręcić zakrętkę o ¼ obrotu) lub z zakrętką z filtrem wentylacyjnym z membraną PTFE (hydrofobową) o śr. porów 0,2 µm.

Kolby w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.