



Zlewki z porcelany



Masywna zlewka pomiarowa wykonana z porcelany. Pojemność 500 ml. Z uchwytem i podziałką naniesioną wewnątrz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.
	E-1187	Zlewka z porcelany	500 ml	100 x 130 mm

Opis

Masywna zlewka pomiarowa wykonana z porcelany. Pojemność 500 ml. Z uchwytem i podziałką naniesioną wewnątrz.

Wysokość: 13 cm.

Średnica dolna: 8 cm.

Średnica górna: 10 cm.