



Tryskawki kolorowe

Wykonane z PE. Cylindryczne. Stabilne. Kolory umożliwiają łatwą identyfikację.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor
	2-1074	Tryskawka z PE	500 ml	czerwony
	2-1075	Tryskawka z PE	500 ml	żółty
	2-1076	Tryskawka z PE	500 ml	zielony
	2-1077	Tryskawka z PE	500 ml	niebieski

Opis

Wykonane z PE. Cylindryczne. Stabilne. Kolory umożliwiają łatwą identyfikację. W komplecie z zakrętką i rurką.

Pojemność: 500 ml.

Średnica: 75 mm.