



Tryskawki z niebieską zakrętką

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Tryskawki wykonane z przezroczystego PE. Posiadają cienkie ścianki oraz narożniki odporne na pęknięcia. Końcówka dozująca zapewnia wąski i precyzyjny strumień cieczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	S-0999	Tryskawka z LDPE	500 ml

Opis

Wykonane z wysoce przezroczystego i półsztywnego polietylenu (PE) o grubych ściankach i narożnikach odpornych na zgniatanie. Okrągły kształt butelki umożliwia nieograniczony wypływ cieczy. Przy niewielkim nacisku butelki elastyczna rurka doprowadzająca gwarantuje delikatny i prosty wypływ zawartości. Konstrukcja rurki dozującej gwarantuje łatwe i precyzyjne dotarcie również do narożników kolb. W celu zwiększenia natężenia przepływu końcówkę rurki doprowadzającej można przyciąć.

Średnica tryskawek o poj. 500 ml: 74 mm.