

**Buteleczki z LDPE z kroplomierzem**



**WHEATON**<sup>®</sup>

Buteleczki z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z PP. Zapewniają precyzyjne dozowanie pojedynczych kropli. Dostarczane w plastikowych kasetkach wielokrotnego użytku lub w statywie z oznakowaniem alfanumerycznym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Szt./Op.
	9-0104	Buteleczki z kroplomierzem (LDPE), poj. 3 ml	14 x 49 mm	12 szt.
	9-0105	Statyw w komplecie z 40 buteleczkami z kroplomierzem, poj. 3 ml	-	-

**Opis**

Buteleczki z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z PP. Zapewniają precyzyjne dozowanie pojedynczych kropli. Dostarczane w plastikowych kasetkach wielokrotnego użytku lub w statywie z oznakowaniem alfanumerycznym.

**Zawartość statywu:** 40 buteleczek z kroplomierzem o poj. 3 ml w rzędach 4 x 10.