



Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym

Pojemnik wykonany z HDPE. Posiada zamknięcie plombujące w kolorze czerwonym oraz dodatkową przezroczystą nakładkę. Maksymalna temperatura napełnienia: 80°C. Temperaturę substancji zawartej w pojemniku należy jednak obniżyć do 30°C, zanim zostanie on zamknięty. Doskonale nadaje się do przechowywania substancji stałych i past.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	2-2060	Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym	250 ml	99 x 70 mm	5 szt.
	2-2061	Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym	500 ml	99 x 103 mm	5 szt.
	2-2062	Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym	780 ml	99 x 141 mm	5 szt.
	2-2063	Okrągłe pojemniki z zamknięciem plombującym	1000 ml	99 x 166 mm	5 szt.

Opis

Pojemnik wykonany z HDPE. Posiada zamknięcie plombujące w kolorze czerwonym oraz dodatkową przezroczystą nakładkę. Maksymalna temperatura napełnienia: 80°C. Temperaturę substancji zawartej w pojemniku należy jednak obniżyć do 30°C, zanim zostanie on zamknięty. Doskonale nadaje się do przechowywania substancji stałych i past. Możliwość ustawiania w stosy. **Z dopuszczeniem UN: grupa opakowaniowa: I, II i III.**