



Pojemnik z gwintowaną zakrętką



Szczelnie zamykany pojemnik z gwintowaną zakrętką. Służy do przechowywania, transportowania, zamrażania lub przedłużania świeżości różnych próbek. Wykonany z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Pojemność
	2-1590	Pojemnik z zakrętką gwintowaną	100 mm	350 ml
	2-1591	Pojemnik z zakrętką gwintowaną	125 mm	700 ml

Opis

Szczelnie zamykany pojemnik z gwintowaną zakrętką. Służy do przechowywania, transportowania, zamrażania lub przedłużania świeżości różnych próbek. Wykonany z polipropylenu.