



Pojemnik wielofunkcyjny



Wysokiej jakości pojemnik wielofunkcyjny. Dostępny w różnych kolorach. Może służyć do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego lub próbek. Dolna część lekko przezroczysta, co ułatwia identyfikację zawartości. Wyposażony w zamknięcie zatrzaskowe zabezpieczające przed zakurzeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-1541	Pojemnik wielofunkcyjny	biały
	2-1542	Pojemnik wielofunkcyjny	niebieski
	2-1543	Pojemnik wielofunkcyjny	żółty
	2-1544	Pojemnik wielofunkcyjny	czerwony

Opis

Wysokiej jakości pojemnik wielofunkcyjny. Dostępny w różnych kolorach. Może służyć do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego lub próbek. Dolna część lekko przezroczysta, co ułatwia identyfikację zawartości. Wyposażony w zamknięcie zatrzaskowe zabezpieczające przed zakurzeniem. Wykonany z polipropylenu. Z możliwością oklejania i opisywania.

Wymiary zew.: 18 x 13 x wys. 6,5 cm.