



Pudełka wielofunkcyjne i do głębokiego zamrażania

Kwadratowe i prostokątne pudełka wielofunkcyjne przeznaczone do przechowywania i zamrażania. Wyposażone w szczelnie zamykającą, elastyczną pokrywkę. Pudełka są przezroczyste, a pokrywki niebieskie lub zielone. Możliwość ustawiania piętrowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Dł. x szer. x wys.
	2-1584	Pudełko wielofunkcyjne i do głębokiego zamrażania	0,6 l	12 x 12 x 6 cm
	2-1585	Pudełko wielofunkcyjne i do głębokiego zamrażania	0,8 l	12 x 12 x 8 cm
	2-1586	Pudełko wielofunkcyjne i do głębokiego zamrażania	1,25 l	12 x 12 x 12 cm
	2-1587	Pudełko wielofunkcyjne i do głębokiego zamrażania	1,7 l	25 x 12 x 8 cm

Opis

Kwadratowe i prostokątne pudełka wielofunkcyjne przeznaczone do przechowywania i zamrażania. Wyposażone w szczelnie zamykającą, elastyczną pokrywkę. Pudełka są przezroczyste, a pokrywki niebieskie lub zielone. Możliwość ustawiania piętrowego.

Materiał: polipropylen