



Pojemnik dozujący z przesuwanym zamknięciem

Wygodny w użyciu pojemnik przeznaczony do przechowywania proszków, granulatów i cieczy. Przesuwane zamknięcie gwarantuje hermetyczność i pyłoszczelność. Pojemnik wykonany jest z polistyrenu, pokrywka z polietylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary
	2-1575	Pojemnik dozujący z przesuwanym zamknięciem	250 ml	105 x śr. 45 mm
	2-1581	Pojemnik dozujący z przesuwanym zamknięciem	600 ml	155 x śr. 55 mm
	2-1582	Pojemnik dozujący z przesuwanym zamknięciem	1000 ml	160 x śr. 60 mm

Opis

Wygodny w użyciu pojemnik przeznaczony do przechowywania proszków, granulatów i cieczy. Przesuwane zamknięcie gwarantuje hermetyczność i pyłoszczelność. Pojemnik wykonany jest z polistyrenu, pokrywka z polietylenu.