



Probówki szklane wirówkowe - stożkowodenne - z gwintem



Probówki wirówkowe z gwintem wykonane ze szkła borokrzemowego. Posiadają dno stożkowe. Nadają się do wirowania do 2980 RCF. Zgodne ze specyfikacją ASTM E438 typu I.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Gwint	Śr. x wys.	Szt./Op.
	73785-50	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 5.1	stożkowe	50 ml	24-400	29 x 137 mm	72 szt.

Opis

Probówki wirówkowe z gwintem wykonane ze szkła borokrzemowego. Posiadają dno stożkowe, przypominające pocisk (tzw. bullet-nosed shape). Pojemność 50 ml. Nadają się do wirowania z maksymalną wartością 2980 x g. Zgodne ze specyfikacją ASTM E438 typu I.