



Przeźroczyste zbiorniki na odczynniki - z PVC - niesterylne - 55 ml

Rynienki wykonane z PVC. Pojemność 55 ml. Przeźroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-0376	Rynienki na odczynniki - PVC - niesterylne	55 ml	100 szt.

Opis

Rynienki wykonane z PVC. Pojemność 55 ml. Przeźroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością.