



Zbiorniki na odczynniki do pipet wielokanałowych - 25 ml



Wykonane z tworzywa PET. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Kolor biały. Dostępne w wersji sterylnej. Z rowkiem zbierającym na dnie dla zminimalizowania strat odczynnika i oznaczeniami pojemności na ścianie wewnętrznej. Posiadają wzmocnione ścianki boczne i poszerzoną podstawę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Model	Wymiary	Szt./Op.
	B-0171	Zbiorniki na odczynniki	25 ml	pakowane po 10 szt.	146 x 57 x 26 mm	100 szt.
	B-0172	Zbiorniki na odczynniki	25 ml	pakowane indywidualnie	146 x 57 x 26 mm	50 szt.
	B-0173	Zbiorniki na odczynniki	25 ml	z przegrodą, pakowane po 10 szt.	146 x 57 x 26 mm	100 szt.
	B-0174	Zbiorniki na odczynniki	25 ml	z przegrodą, pakowane indywidualnie	146 x 57 x 26 mm	50 szt.

Opis

Wykonane z tworzywa PET. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Kolor biały. Dostępne w wersji sterylnej. Z rowkiem zbierającym na dnie dla zminimalizowania strat odczynnika i oznaczeniami pojemności na ścianie wewnętrznej. Posiadają wzmocnione ścianki boczne i poszerzoną podstawę.