



Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym - sterylne - poj. 0,5-1,5 ml

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i czarną skalę. Zakrętka nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. **Sterylnie**. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Opakowanie 500 szt. (pakowane w 20 workach po 25 szt.).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Pakowane	Szt./Op.
	B-0860	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	biała	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0861	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	czerwona	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0862	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	zielona	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0863	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	niebieska	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0864	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	żółta	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0865	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	fioletowa	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0870	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	biała	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0871	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	czerwona	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0872	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	zielona	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0873	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	niebieska	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0874	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	żółta	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0875	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	fioletowa	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0880	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	biała	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0881	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	czerwona	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0882	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	zielona	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0883	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	niebieska	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0884	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	żółta	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0885	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	fioletowa	20 x 25 szt.	500 szt.

Opis

Samostojące krioprobówki z gwintem zewnętrznym wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i czarną skalę. Zakrętka nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. **Sterylnie.** Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Opakowanie 500 szt. (pakowane w 20 workach po 25 szt.).

Mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do przechowywania w fazie gazowej ciekłego azotu.

Wym. probówek o poj. 0,5 ml (śr. x wys.): 12,5 x 31,5 mm.

Wym. probówek o poj. 1,0 ml (śr. x wys.): 12,5 x 40,5 mm.

Wym. probówek o poj. 1,5 ml (śr. x wys.): 12,5 x 47,0 mm.

Śr. zew. zakrętek: 12,5 mm.

Probówki B-0864 i B-0873 w promocyjnej cenie mają krótki lub przekroczony termin ważności.