



Szalki Petriego Anumbra®

Szalki Petriego Anumbra® produkcji czeskiej. Wykonane z wysokiej jakości **szkła sodowo-wapniowego**. Mogą służyć jako pojemnik do przechowywania lub standardowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicznych. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	S-2502	Szalki Petriego Anumbra®	40 mm	12 mm	18 szt.
	S-2503	Szalki Petriego Anumbra®	50 mm	12 mm	18 szt.
	S-2504	Szalki Petriego Anumbra®	60 mm	12 mm	18 szt.
	S-2505	Szalki Petriego Anumbra®	60 mm	15 mm	18 szt.
	S-2506	Szalki Petriego Anumbra®	70 mm	15 mm	18 szt.
	S-2507	Szalki Petriego Anumbra®	80 mm	15 mm	18 szt.
	S-2508	Szalki Petriego Anumbra®	90 mm	15 mm	18 szt.
	S-2509	Szalki Petriego Anumbra®	100 mm	10 mm	18 szt.
	S-2510	Szalki Petriego Anumbra®	100 mm	15 mm	18 szt.
	S-2511	Szalki Petriego Anumbra®	100 mm	20 mm	18 szt.
	S-2512	Szalki Petriego Anumbra®	120 mm	20 mm	18 szt.
	S-2513	Szalki Petriego Anumbra®	150 mm	25 mm	18 szt.
	S-2514	Szalki Petriego Anumbra®	180 mm	30 mm	10 szt.
	S-2515	Szalki Petriego Anumbra®	200 mm	30 mm	10 szt.
	S-2516	Szalki Petriego Anumbra®	200 mm	50 mm	10 szt.

Opis

Szalki Petriego Anumbra® produkcji czeskiej. Wykonane z wysokiej jakości **szkła sodowo-wapniowego**. Mogą służyć jako pojemnik do przechowywania lub standardowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicznych. Autoklawowalne.

Grubość szkła: 1,9 mm $\pm$ 0,2 mm.

Maks. krzywizna: 1,2 ÷ 1,6.