



Płytki testowe Cliniplate 96-dołkowe - białe

thermoscientific

Sterylnie. W kolorze białym. Z przezroczystą pokrywką. 96 dołków o pojemności 450 µl. Płaskie dno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	95029770	Płytki Cliniplate - białe - z pokrywką - 96-dołkowe - sterylne	40 szt.

Opis

Sterylnie. W kolorze białym. Z przezroczystą pokrywką. 96 dołków o pojemności 450 µl. Płaskie dno.