



Płytki 96-miejscowe Microtiter™ z PS - przeźroczyste



96-dołkowe płytki mikrolitrowe z PS. Przeźroczyste. Pokrywki należy zamawiać osobno. Opakowanie zawiera 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Dno	Poj. dołka	Stopień czystości	Szt./Op.
	611F96	Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS	przeźroczyste	F-kształtne	400 µl	niesterylne	50 szt.
	611U96	Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS	przeźroczyste	U-kształtne	330 µl	niesterylne	50 szt.
	611V96	Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS	przeźroczyste	V-kształtne	310 µl	niesterylne	50 szt.
	641000	Pokrywki z PS do płytek Sterilin™ Microtiter™	przeźroczyste	-	-	niesterylne	50 szt.
	642000	Pokrywki z PS do płytek Sterilin™ Microtiter™	przeźroczyste	-	-	sterylne	50 szt.

Opis

96-dołkowe płytki mikrolitrowe z PS. Przeźroczyste. Trzy modele dołków do wyboru. Pokrywki należy zamawiać osobno. Opakowanie zawiera 50 szt.

Materiał: polistyren (PS).

Wymiary płytek: 127 x 86 mm.