

Płytki 384-dołkowe do PCR - full skirted - białe



Płytki 384-dołkowe, wykonane z PP. Białe. Nadają się do Real Time-PCR (qPCR). Pojemność dołka: 0,03 ml. Poszczególne dołki mogą pomieścić próbki o objętości 2 µl do 30 µl. Płytki są dostosowane do użytkowania ze zautomatyzowanymi systemami pipetowania lub z pipetami automatycznymi. Pasują do termocyklera Roche[®] LightCycler[®] 480.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ścięty narożnik	Kolor	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0397	Płytki 384-dołkowe do PCR - full skirted	A12, H12	białe	781358	5 x 10 szt.	50 szt.

Opis

Płytki 384-dołkowe, wykonane z PP. Białe. Nadają się do Real Time-PCR (qPCR). Pojemność dołka: 0,03 ml. Poszczególne dołki mogą pomieścić próbki o objętości 2 µl do 30 µl. Płytki są dostosowane do użytkowania ze zautomatyzowanymi systemami pipetowania lub z pipetami automatycznymi. Pasują do termocyklera Roche[®] LightCycler[®] 480.