



Płytki mikrolitrowe z PS



Płytki 96-dołkowe do mikrotestów wykonane z PS. Zagłębienia oznakowane alfanumerycznie. Płytki można ustawiać piętrowo. Dostępne w różnych wersjach: z dnem dołka płaskim (typ F), zaokrąglonym (typ U) lub stożkowym (typ V).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Poj. dołka	Szt./Op.
	B-4500	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	U-kształtne	345 µl	100 szt.
	B-4501	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	V-kształtne	335 µl	100 szt.
	B-4502	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	F-kształtne	405 µl	100 szt.
	B-4503	Pokrywki do płytek mikrolitrowych	-	-	100 szt.

Opis

Płytki 96-dołkowe do mikrotestów wykonane z PS. Zagłębienia oznakowane alfanumerycznie. Płytki można ustawiać piętrowo. Dostępne w różnych wersjach: z dnem dołka płaskim (typ F), zaokrąglonym (typ U) lub stożkowym (typ V).

Wymiary: 128 x 85 x 15 mm.

Uwaga: płytki dostarczane bez pokrywek – należy zamawiać je osobno.