



Płytki testowe 96-dołkowe

CORNING

Niesterylne płytki 96-dołkowe firmy Corning, wykonane z polipropylenu, bez pokrywek. Odporne na DMSO, etanol, metanol. Wolne od DNaz i RNaz. Dostępne w wersji płaskodennej, okrągłodennej oraz z dnem w kształcie V.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. dołka	Szt./Op.	Nr producenta
	N-1014	Płytki 96-dołkowe - dno płaskie	360 µl	4 x 25 szt.	3364
	N-1015	Płytki 96-dołkowe - dno okrągłe	360 µl	4 x 25 szt.	3365
	N-1016	Płytki 96-dołkowe - dno stożkowe	320 µl	4 x 25 szt.	3363
	N-1017	Pokrywka z PS do płytek 96-dołkowych	-	4 x 25 szt.	3098

Opis

Niesterylne płytki 96-dołkowe firmy Corning, wykonane z polipropylenu, bez pokrywek. Odporne na DMSO, etanol, metanol. Wolne od DNaz i RNaz. Dostępne w wersji płaskodennej, okrągłodennej oraz z dnem w kształcie V. Pokrywki do płytek należy zamawiać osobno.

Wymiary płytki: 127,8 x 85,5 x 14,2 mm.

Średnica dołka: 6,86 mm.