



Płytki do PCR TubePlate[®]

Płytki 96-dołkowe, w formacie 8×12. Bez pokrywek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711190	Płytki do PCR TubePlate 96-dołkowe, bez pokrywek	bezbabarwne	10 płytek

Opis

Płytki 96-dołkowe, w formacie 8×12. Bez pokrywek. Mogą być zamykane za pomocą 8-stanowiskowych pokrywek w paskach o [Nr-Art. A-710960](#).

Materiał: polipropylen, wolny od DNaz i RNaz, autoklawowalny