



Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T



Wytrząsarka PSU-2T nadaje się do testów płytkowych (min. immunologicznych). Urządzenie ma możliwość regulacji prędkości (**150 - 1200 obr./min**). Wyposażone jest w cyfrowy timer (**1 min - 24 godz.**). Może być używane w trybie ciągłej pracy przez nawet **168 godz.** Pracuje prawidłowo w temperaturach **od +4 °C do +40 °C**. W zestawie z wytrząsarką jest **platforma na dwie płytki 96-dołkowe**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Wym. platformy
	K-0175	Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T	150-1200 obr./min.	220 x 205 x 90 mm

Opis

Wytrząsarka PSU-2T została zaprojektowana z myślą o testach płytkowych (min. immunologicznych). Urządzenie wykonuje płynny ruch platformy nawet przy niskich prędkościach. Wytrząsarka jest kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca na stanowisku pracy.

Urządzenie umożliwia regulację prędkości w zakresie **150 - 1200 obr./min**. Posiada cyfrowy timer (**1 min - 24 godz.**). Charakteryzuje się amplitudą ruchu 2 mm. Jego wymiary to **220 x 205 x 90 mm**, waga wynosi **2 kg**. Zasilane jest zasilaczem zewnętrznym (**12V, 280 mA**).

Wytrząsarka może być używana w trybie ciągłej pracy przez nawet **7 dni**. Pracuje w temperaturach **od +4 °C do +40 °C**. Można ją zatem stosować zarówno w warunkach chłodniczych jak i w inkubatorach. Wyświetlacz umożliwia odczyt czasu oraz prędkości.

Wytrząsarka sprzedawana jest w zestawie z **platformą na dwie płytki 96-dołkowe**. Dodatkowo w sprzedaży dostępna jest również [platforma IPP-4](#) mieszcząca 4 płytki.

Dane techniczne

Parametr	Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T
Zakres regulacji prędkości	150-1200 obr./min
Timer cyfrowy	1 min - 24 godz.

Parametr	Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T
Napęd	bezpośredni
Maksymalny czas pracy ciągłej	168 godz.
Amplituda ruchu	2 mm
Wymiary	220 x 205 x 90 mm
Waga	2 kg
Zasilanie	12V, 280 mA