




Płytki 96-dołkowe Thermowell® do PCR - czarne

CORNING

Czarne płytki 96-dołkowe do PCR. Wykonane z polipropylenu. Posiadają ramkę wysokości 4 mm. Wolne od RNaz i DNaz. Opakowanie zawiera 25 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	7-4211	Płytki 96-dołkowe Thermowell® do PCR	czarne	25 szt.	6567

Opis

Czarne płytki 96-dołkowe do PCR. Wykonane z polipropylenu. Posiadają ramkę wysokości 4 mm. Wolne od RNaz i DNaz. Opakowanie zawiera 25 szt.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.