



Fiolki Wheaton - przezroczyste - 4 ml - w pudełku

WHEATON[®]

Fiolki ze szkła Wheaton z zakrętką i septą – pojemność 4 ml. Pakowane w praktyczne pudełko.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wymiary	Śr. gwintu	Szt./Op.
	9-0173	Fiolki Wheaton	bezbarwne	4 ml	15 x 48 mm	13 mm	40 szt.
	9-0175	Fiolki Wheaton	bezbarwne	4 ml	15 x 48 mm	13 mm	40 szt.
	9-0177	Fiolki Wheaton	bezbarwne	4 ml	15 x 48 mm	13 mm	40 szt.

Opis

Fiolki ze szkła Wheaton o pojemności 4 ml. Z zakrętką i septą. Pakowane w praktyczne pudełko.

Nr art. 9-0173

Fiolki ze szkła borokrzemowego Wheaton 33 z zakrętką i białą gumową wkładką. Odporne na zmiany temperatury. W pudełku nadającym się do ponownego użycia.

Nr-art. 9-0175

Fiolki z zakrętką z otworem i septą gumowo-silikonową, powleczoną teflonem.

Nr-art. 9-0177

Fiolki z podziałką. Zakrętką z otworem i septą gumowo-silikonową, pokrytą teflonem. Fiolki 4 ml posiadają podziałkę co 0,5 ml. Dostarczane w pudełku nadającym się do ponownego użycia.