



Fiolki Wheaton - przezroczyste - 8 ml - w pudełku

WHEATON[®]

Fiolki o pojemności 8 ml wykonane z przezroczystego szkła. Bez podziałki. Wyposażone w zakrętkę z tworzywa sztucznego (bez otworu) z septą gumową pokrytą teflonem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakrętka	Pojemność	Śr. x wys.	Septa	Gwint	Szt./Op.
	B-0178	Fiolki Wheaton	bez otworu	8 ml	17 x 63 mm	PTFE/guma 14B	15-425	54 szt.

Opis

Fiolki o pojemności 8 ml wykonane z przezroczystego szkła. Bez podziałki. Wyposażone w zakrętkę z tworzywa sztucznego (bez otworu) z septą gumową pokrytą teflonem. Dostarczane w pudełku wielokrotnego użytku.