




Mata uszczelniająca do płytek 96-dołkowych, do technik ELISA i PCR, odporna na DMSO - Brand



Arkusze folii uszczelniającej do płytek. Wykonane z przezroczystego PP, umożliwiającego obserwację próbek. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -80°C do 125°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0424	Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do technik ELISA i PCR, odporna na DMSO	pp	701367	100 szt.

Opis

Arkusze folii uszczelniającej do płytek. Wykonane z przezroczystego PP, umożliwiającego obserwację próbek. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -80°C do 125°C.