




Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych do technik ELISA i PCR



Arkusze folii uszczelniającej do płytek. Wykonane z przezroczystego PE, umożliwiającego obserwację próbek i pomiary fluorescencji. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 125°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0398	Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do technik ELISA i PCR	PE	781390	100 szt.

Opis

Arkusze folii uszczelniającej do płytek. Wykonane z przezroczystego PE, umożliwiającego obserwację próbek i pomiary fluorescencji. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 125°C.