



Folie uszczelniające na płytki do PCR - z aluminium/PP

Folie do uszczelniania na gorąco. Wykonane z AL/PP. Przeznaczone do płytek do PCR i płytek do mikrotestów z PP. Można je bez trudu ściągnąć z płytek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-2210	Folie uszczelniające na płytki do PCR	100 szt.

Opis

Folie do uszczelniania na gorąco. Wykonane z AL/PP. Przeznaczone do płytek do PCR i płytek do mikrotestów z PP. Można je bez trudu ściągnąć z płytek.