




## Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do kultur tkankowych i komórkowych - Brand



Arkusze folii uszczelniającej do płytek wykonane z materiału Rayon. Nadają się szczególnie do stosowania w hodowlach komórkowych i tkankowych. Gazoprzepuszczalne. Odporne na temperatury w zakresie -20°C do 80°C. Samoprzylepne.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                                                                          | Stopień czystości | Nr producenta | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
|   | K-0425  | Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do kultur tkankowych i komórkowych | niesterylne       | 701364        | 100 szt. |
|  | K-0426  | Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do kultur tkankowych i komórkowych | sterylne          | 701365        | 50 szt.  |

### Opis

Arkusze folii uszczelniającej do płytek wykonane z materiału Rayon. Nadają się szczególnie do stosowania w hodowlach komórkowych i tkankowych. Gazoprzepuszczalne. Odporne na temperatury w zakresie -20°C do 80°C. Samoprzylepne. Dostępne w wersji sterylnej oraz niesterylnej.