



Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-Seal - o poj. 15 i 50 ml

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu.

W komplecie zakrętki typu **Plug Seal** wykonane z **polipropylenu (PP)**.

Pakowane **w workach**.

Probówki dostępne w wersji **sterylnej** (sterylizowane promieniami gamma) i **niesterylnej**.

Probówki z zakrętką typu Plug Seal są w **całości autoklawowalne**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-0344	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal	stożkowe	15 ml	16 x 120 mm	niesterylne	worek	500 szt.
	B-0345	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal	stożkowe	50 ml	29 x 115 mm	niesterylne	worek	500 szt.
	B-0341	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal	stożkowe	15 ml	16 x 120 mm	sterylne	worek	50 szt.
	B-0343	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal	stożkowe	50 ml	29 x 115 mm	sterylne	worek	50 szt.

Opis

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml (falkony 15 ml) lub co 5 ml (falkony 50 ml).

W komplecie zakrętki typu **Plug Seal** wykonane z polipropylenu (PP). Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwieranie i zamykanie. Pakowane **w workach**. Biologicznie obojętne, odporne chemicznie.

Probówki dostępne w wersji **sterylnej** (sterylizowane promieniami gamma) i **niesterylnej**.

W całości autoklawowalne.

Odporność temperaturowa: od -20°C do +121°C.

Możliwość wirowania:

- falkony 15 ml: do 8400 x g;
- falkony 50 ml: do 9400 x g.