



Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-Seal - w statywach styropianowych - o poj. 15 i 50 ml

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml (falkony 15 ml) lub co 5 ml (falkony 50 ml). Sterylne, w **całości** autoklawowalne, w **statywie styropianowym**. W komplecie zakrętki typu Plug Seal wykonane z polipropylenu (PP).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-0340	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal	stożkowe	15 ml	16 x 120 mm	sterylne	statyw styropianowy	50 szt.
	B-0342	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal	stożkowe	50 ml	29 x 115 mm	sterylne	statyw styropianowy	25 szt.

Opis

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml (falkony 15 ml) lub co 5 ml (falkony 50 ml).

W komplecie zakrętki typu **Plug Seal** wykonane z polipropylenu (PP). Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwieranie i zamykanie. Biologicznie obojętne, odporne chemicznie.

Sterylnie, w statywie styropianowym.

W całości autoklawowalne.

Odporność temperaturowa: od -20°C do +121°C.

Możliwość wirowania:

- falkony 15 ml: do 8400 x g;
- falkony 50 ml: do 9400 x g.